

1. Identificação do Processo

1.1 Identificação do Processo (nº) 25351.538652/2017-10	1.2 Número da Notificação do Produto 10243070067
1.3 Código do Assunto da Petição 80256	

2. Dados do Fabricante Nacional ou Importador

2.1 Razão Social MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA		
2.2 Nome Fantasia		
2.3 Endereço AV. JOÃO BASSI, Nº 572 - PQ. IND. FERREIRA FERNANDES		
2.4 Cidade GUARULHOS	2.5 UF SP	2.6 CEP 07172-440
2.7 DDD 11	2.8 Telefone 2431-4636	
2.10 E-Mail macom@macominstrumental.com.br		
2.11 Autorização de Funcionamento na Anvisa nº 1024307		2.12 CNPJ 59.650.556/0001-76

3. Origem do Produto

☒ Brasil ☐ Externa ATENÇÃO: se houver mais de um fabricante, estes devem ser do mesmo grupo fabril e a empresa deverá apresentar documento comprobatório.
3.1 Identificação do Fabricante Responsável: Nome: MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA. Endereço – Cidade e País AV. JOÃO BASSI, Nº 572 - PQ. IND. FERREIRA FERNANDES - CEP 07172-440 – Guarulhos - Brasil
3.2 Identificação da(s) Unidade(s) Fabril(is): Nome: MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA. Endereço – Cidade e País AV. JOÃO BASSI, Nº 572 - PQ. IND. FERREIRA FERNANDES - CEP 07172-440 – Guarulhos - Brasil

4. Dados do Produto

4.1. Identificação do Produto

4.1.1 Nome Técnico INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	4.1.2 Código de Identificação do Nome Técnico 1551621
4.1.3 Regra de classificação 6	4.1.4 Classe de Enquadramento do Produto ☒ Classe I ☐ Classe II

4.1.5 Nome Comercial
FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO MACOM

4.1.6 Modelo(s) Comercial(is) da Família / Componentes do Sistema / Materiais do Conjunto (kit, bandeja ou set).

4.1.6.1 Para Família: Informar os códigos referentes aos modelos comerciais e respectivas partes, quando aplicável.

4.1.6.2: Para Sistema: Informar códigos referentes ao sistema bem como de seus componentes, quando aplicável.

4.1.6.3: Para Conjunto (kit, bandeja ou set): Informar códigos referentes ao conjunto bem como de seus materiais e respectivas partes, quando aplicável.

Código Macom	Descrição
MA-50000	INSTRUMENTAL PARA OMBRO CX
MA-50001	AFASTADOR BLOUNT 24CM 02 PONTAS LÂMINA 40 X 73MM
MA-50002	AFASTADOR FUKUDA LÂMINA 40 X 210MM
MA-50003	AFASTADOR FUKUDA LÂMINA 31 X 240MM
MA-50004	GANCHO VOLKMAN AGUDO 26CM PONTA 16 X 23MM
MA-50005	AFASTADOR VOLKMANN 23CM C/ 04 DENTES AGUDOS
MA-50006	AFASTADOR FARABEUF 15MM X 15CM (UN.)
MA-50007	AFASTADOR RICHARDSON 24CM LÂMINA 51 X 39MM
MA-50008	AFASTADOR RICHARDSON 24CM LÂMINA 43 X 29MM
MA-50009	AFASTADOR RICHARDSON 24CM LÂMINA 33 X 20MM
MA-50010	AFASTADOR HOHMANN 24CM PONTA 24MM
MA-50011	AFASTADOR HOHMANN 29CM (GARFO) PONTA 20MM
MA-50012	AFASTADOR BLOUNT 26CM 02 PONTAS LÂMINA 40 X 68MM
MA-50013	AFASTADOR BLOUNT 27CM SIMPLES LÂMINA 28 X 100MM
MA-50014	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 23CM 15MM
MA-50015	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 23CM 20MM
MA-50016	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 23CM 25MM
MA-50017	RUGINA LAMBOTTE CURVA 21CM 20MM
MA-50018	MARTELO COTTLE 21CM DIÂM. 29MM
MA-50019	CURETA SIMON 25CM PONTA RETA FIG. 1
MA-50020	CURETA SIMON 25CM PONTA RETA FIG. 2
MA-50021	CURETA SIMON 25CM PONTA RETA FIG. 3
MA-50022	PINÇA GOIVA LUER-FRIEDMANN 14,5CM CURVA 5MM
MA-50023	PINÇA GOIVA RUSKIN BIARTICULADA 19CM CURVA 7MM
MA-50024	TREFINA EM T MILIMETRADA 170MM PONTA 6MM
MA-50025	TREFINA EM T MILIMETRADA 170MM PONTA 8MM
MA-50026	TREFINA EM T MILIMETRADA 170MM PONTA 10MM
MA-50027	TREFINA EM T MILIMETRADA 170MM PONTA 12MM
MA-50029	AFASTADOR HOHMANN 33CM (GARFO) PONTA 31 x 45MM
MA-50030	PINÇA CASPARI
MA-50031	AFASTADOR DE GLENÓIDE
MA-50032	AFASTADOR TRILLAT
MA-51000	INSTRUMENTAL PARA JOELHO CX
MA-51001	AFASTADOR LÂMINA SPREADER 29CM LÂM. 12 X 19MM SERRILHADA
MA-51002	AFASTADOR LÂMINA SPREADER 27CM LÂM. 12 X 19MM SERRILHADA

MA-51003	AFASTADOR LÂMINA SPREADER 26CM LÂM. 12 X 26MM SERRILHADA LIMA
MA-51004	AFASTADOR HOHMANN 24CM PONTA GROSSA 21MM
MA-51005	AFASTADOR HOHMANN 24CM PONTA FINA 21MM
MA-51006	AFASTADOR BENT HOHMANN 14CM 90° PONTA MÉDIA 21MM
MA-51007	MARTELO TEFLON 23CM DIÂM. 50MM
MA-51008	OSTEÓTOMO HIBBS 20CM RETO PONTA 26MM
MA-51009	OSTEÓTOMO HIBBS 20CM CURVO PONTA 13MM
MA-51010	OSTEÓTOMO HIBBS 20CM RETO PONTA 23MM
MA-51011	OSTEÓTOMO HIBBS 20CM RETO PONTA 9MM
MA-51012	GOIVA SMITH-PETERSEN CANALETA RETO 20CM X 11MM
MA-51013	OSTEÓTOMO SHEEHAN 22,5CM RETO PONTA 15MM
MA-51014	PINÇA GOIVA RUSKIN BIARTICULADA 18CM RETA 7MM
MA-51015	AFASTADOR BLOUNT 18CM P/ JOELHO
MA-51016	AFASTADOR HIBBS 19,5CM PONTA 13 X 20MM
MA-51017	IMPACTOR ÓSSEO 20CM PONTA 8MM
MA-51018	DESCOLADOR FREER YASARGIL 22CM PONTA 16 X 7MM
MA-51019	AFASTADOR SENN MILLER 21CM
MA-51020	CURETA SIMON 32CM PONTA RETA FIG. 2
MA-51021	CURETA SIMON 32CM PONTA RETA FIG. 00
MA-51022	CURETA SIMON 32CM PONTA ANGULADA FIG. 00
MA-51023	CURETA SIMON 32CM PONTA RETA FIG. 1
MA-51025	AFASTADOR HOHMANN 33CM (GARFO) PONTA 41 x 85MM
MA-51026	AFASTADOR P/ SUPORTE IMPLANTE FEMURAL 26CM (GARFO) PONTA 22 x 29MM
MA-51027	AFASTADOR HOHMANN 30CM PONTA FINA 7MM
MA-51028	MARTELO UNIVERSAL 500G
MA-51029	RASPA 20CM PONTA 20MM
MA-51030	PINÇA KOCHER 24CM RETA
MA-51031	PINÇA KOCHER 22CM CURVA
MA-51032	PINÇA KOCHER 16CM CURVA
MA-52000	INSTRUMENTAL PARA QUADRIL CX
MA-52001	AFASTADOR BENT HOHMANN 25CM 90° PONTA 4 X 11 X 41MM
MA-52002	AFASTADOR BENT HOHMANN 25CM 90° PONTA 3 X 10 X 41MM
MA-52003	AFASTADOR HOHMANN 45CM PONTA 45MM
MA-52004	AFASTADOR HOHMANN 40CM PONTA 27MM (90°)
MA-52005	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 32CM PONTA 34MM
MA-52006	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 26CM PONTA 28MM
MA-52007	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 26CM PONTA 30MM
MA-52008	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 27CM PONTA 37MM
MA-52009	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 25CM PONTA 13MM
MA-52010	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 29CM PONTA 13MM
MA-52011	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 29CM PONTA 29MM
MA-52012	AFASTADOR HOHMANN 23CM PONTA 24MM
MA-52013	AFASTADOR HOHMANN 35CM (GARFO) PONTA 40MM
MA-52014	AFASTADOR HOHMANN 35CM (GARFO) PONTA 22MM
MA-52015	AFASTADOR HOHMANN 25CM PONTA 19MM
MA-52016	AFASTADOR VERBRUGGE-MULLER 33CM PONTA 41MM
MA-52017	AFASTADOR HOHMANN 31CM PONTA 16MM
MA-52018	AFASTADOR HOHMANN 31CM PONTA 22MM
MA-52019	AFASTADOR VERBRUGGE-MULLER 35CM PONTA 35MM
MA-52020	AFASTADOR HOHMANN 37CM PONTA 27MM
MA-52021	AFASTADOR HOHMANN 37CM PONTA 22MM
MA-52022	AFASTADOR VERBRUGGE-MULLER 28CM PONTA 24MM

MA-52023	AFASTADOR HOHMANN 30CM PONTA 20MM
MA-52024	AFASTADOR HOHMANN 29CM PONTA GROSSA 19MM
MA-52025	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 30CM 15MM
MA-52026	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 24CM 18MM
MA-52027	OSTEÓTOMO LAMBOTTE CURVO 30CM 18MM
MA-52028	RUGINA LAMBOTTE CURVA 21CM 25MM
MA-52029	AFASTADOR VOLKMANN 23CM C/ 04 DENTES ROMBOS
MA-52030	AFASTADOR BENNET 235X65MM
MA-52031	ELEVADOR COBB 32CM LAM. 26MM
MA-52032	ELEVADOR COBB 32CM LAM. 21MM
MA-52033	MARTELO OMBREDANNE 24CM DIÂM. 45MM
MA-52034	TREFINA EM T MILIMETRADA 190MM PONTA 14MM
MA-52035	TREFINA EM T MILIMETRADA 250MM PONTA 15MM
MA-52036	EXTRATOR DE CABEÇA DE FÊMUR 250MM
MA-52037	PINÇA GOIVA STILLE BIARTICULADA 23CM 8MM
MA-52038	CURETA SIMON 40CM PONTA RETA FIG. 4
MA-52039	GANCHO VOLKMAN AGUDO 24CM PONTA 60MM
MA-52040	GANCHO BARROS 30CM
MA-52041	DESCOLADOR SELDIN 35CM
MA-52042	AFASTADOR LANGENBECK 23CM 110X12MM
MA-52043	CABO DE BISTURI LONGO Nº04 CABO CHATO
MA-52044	AFASTADOR FARABEUF 16MM X 16CM (UN.)
MA-52045	ELEVADOR 41CM PONTA 12MM
MA-52046	AFASTADOR NORTE E SUL P/ QUADRIL
MA-52047	PAQUÍMETRO 100MM
MA-53000	INSTRUMENTAL PARA QUADRIL 2 CX
MA-53001	AFASTADOR HOHMANN 30CM PONTA 23MM
MA-53002	AFASTADOR HOHMANN 25CM PONTA 25MM
MA-53003	AFASTADOR HOHMANN 25CM PONTA 28MM
MA-53004	AFASTADOR HOHMANN 24CM CURVADO PONTA GROSSA 26MM
MA-53005	AFASTADOR HOHMANN 24CM PONTA GROSSA 26MM
MA-53006	AFASTADOR HOHMANN 32CM PONTA 20MM
MA-53007	AFASTADOR HOHMANN 36CM CURVADO PONTA 35MM
MA-53008	AFASTADOR HOHMANN 36CM CURVADO PONTA 22MM
MA-53009	AFASTADOR HOHMANN 36CM PONTA 22MM
MA-53010	AFASTADOR TIPO ALAVANCA 32CM PONTA 24 X 150MM
MA-53011	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 23CM 6,5MM
MA-53012	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 23CM 12MM
MA-53013	OSTEÓTOMO LAMBOTTE CURVO 30CM 19MM
MA-53014	GANCHO EM T 30CM 20MM
MA-53015	CURETA SIMON 40CM PONTA RETA FIG. 5
MA-53016	CURETA SIMON 38CM PONTA RETA FIG. 3
MA-53017	CURETA SIMON 38CM PONTA RETA FIG. 1
MA-53018	CURETA SIMON 40CM PONTA RETA FIG. 1
MA-53019	CURETA SIMON 38CM PONTA RETA FIG. 00
MA-53020	CURETA SIMON 27CM PONTA RETA FIG. 1
MA-53021	IMPACTOR ÓSSEO 38CM PONTA 8MM
MA-53022	IMPACTOR ÓSSEO BAIONETA 27CM PONTA 8MM
MA-53023	IMPACTOR ÓSSEO BAIONETA 27CM PONTA 10MM
MA-53024	IMPACTOR ÓSSEO BAIONETA 27CM PONTA 12,5MM
MA-53025	DESCOLADOR 20CM PONTA 7/10MM
MA-53026	PASSADOR DE FIO 23CM

MA-53027	TREFINA EM T MILIMETRADA 240MM PONTA 17MM
MA-53028	BROCA CANULADA 7 X 235MM
MA-53029	IMPACTOR PONTA AGUDA 19CM 12,5MM
MA-53030	CHAVE EM T 20CM C/ 2 GUIAS E CORRENTE
MA-53031	AFASTADOR FARABEUF 20MM X 16,5CM (UN.)
MA-53032	GANCHO 24CM PONTA 65MM
MA-53033	GANCHO C/ APOIO 30CM PONTA 34MM
MA-53034	PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE BIARTICULADA 23CM 8MM
MA-53035	PINÇA BACKHAUS 20CM S/ CREMALHEIRA
MA-53036	PINÇA KOCHER 30CM RETA
MA-53037	AFASTADOR NORTE E SUL P/ QUADRIL 25X25X25CM
MA-53039	AFASTADOR BAUKART 3 DENTES LARGO 30 CM PONTA 29MM
MA-53040	AFASTADOR SCHUMAKER SIMPLES 29CM PONTA 17MM
MA-53041	AFASTADOR BOOMERANG
MA-53042	AFASTADOR ADSON 19CM RETO ROMBO
MA-53043	CHAVE EM T 17CM 2 GUIAS E CORRENTE
MA-53044	RUGINA LAMBOTTE 20CM CURVA 20MM
MA-53045	GOIVA CANALETA COBB 20CM RETA 10MM
MA-53046	COBB CANALETA 22CM RETO 12MM
MA-53047	GANCHO C/ CABO 26CM PONTA 32MM
MA-53048	AFASTADOR VOLKMANN 22CM C/ 4 DENTES ROMBO
MA-53049	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 25CM

Novos modelos:

MA-1208MED	AFASTADOR ADSON 14CM CURVO ANG. 60° (MEDTRONIC)
MA-1207MED	AFASTADOR ANDERSON ADSON 19CM CURVO ANG. 60° (MEDTRONIC)
MA-1239MED	AFASTADOR CASPAR BAIONETA 24CM PONTA 5MM ANG. 30° (MEDTRONIC)
MA-1803MED	AFASTADOR LANGENBECK 21CM 60X15MM (MEDTRONIC)
MA-1415MED	GANCHO MALLIS 24CM RETO C/ BOLA (MEDTRONIC)

MA-52049	AFASTADOR HOHMANN 40CM PONTA 27MM (100°)
MA-53039	AFASTADOR BANKART 3 DENTES LARGO 30 CM PONTA 29MM

4.1.7 Acessórios – Produto fabricado exclusivamente com o propósito de integrar um produto médico outorgando a este uma função ou característica técnica complementar, não sendo este obrigatório para o funcionamento do produto (se aplicável).

NÃO APLICÁVEL

4.1.8 Formas de apresentação comercial do produto (Formas de comercialização dos modelos, partes, materiais do conjunto, componentes do sistema, peças de reposição e acessórios, informando a quantidade desses em cada embalagem. Descrição e composição química das embalagens primária, secundária e/ou terciária).

São embalados **individualmente** em embalagem plástica, rotulada e posteriormente acondicionada em caixa de papelão ondulado com proteção de plástico "bolha".

Os produtos da FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO MACOM são fornecidos na condição montado, pronto para uso. Produto não estéril, devendo ser esterilizado, obrigatoriamente, antes de sua utilização.

Formas de apresentação do produto com comparativo técnico entre cada modelo da FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO MACOM, vide Tabela Comparativa no Anexo 2.

As instruções de uso não estão inclusas na embalagem sendo apresentado em um impresso à parte.

A rotulagem externa são as etiquetas de rastreabilidade do produto que constam as seguintes informações: Nome do Fabricante; Endereço do fabricante; Responsável técnico; Nome Comercial do Produto; Nome Técnico; Descrição do produto; Código/Modelo do Produto; Número do Lote; Quantidade; Número do registro ANVISA; Data de fabricação; Prazo de validade; Garantia; Os dizeres: "Produto não estéril. Esterilizar antes de sua utilização. Ver instruções de uso"; Advertências/Precauções/Cuidados especiais: Vide Instrução de Uso.

4.2 Especificações do Produto

4.2.1 Indicação de Uso/Finalidade (Descrever as indicações de uso do produto, incluindo a finalidade das partes do material, componentes do sistema, materiais do conjunto e acessórios).

A FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO MACOM são produtos para saúde de uso manual utilizados em procedimento cirúrgico de ombro, quadril e joelho. A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

4.2.2 Princípio de Funcionamento/ Mecanismo de Ação

A FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO MACOM são produtos para saúde invasivos de uso transitório reutilizável, para uso manual, utilizados em procedimento cirúrgico de ombro, quadril e joelho. A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

A FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO MACOM são fornecidos na condição montado, pronto para uso. Produto não estéril, devendo ser esterilizado, obrigatoriamente, antes de sua utilização.

4.2.3 Modo de Uso do produto (Descrever as instruções de utilização do produto; e quando aplicável, a compatibilidade/ conexão com outros produtos médicos).

O instrumental cirúrgico deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas cirúrgicas, critérios médicos adequados e com conhecimento em procedimentos assépticos.

A sua utilização depende da técnica do profissional médico, mas sempre em atividade suporte.

Esses instrumentais devem ser usados somente para a finalidade específica que foi projetada.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, e dessa forma, cabe ao cirurgião a escolha do método a ser empregado, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

A FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO MACOM são fornecidos na condição montado, pronto para uso. Produto não estéril, devendo ser esterilizado, obrigatoriamente, antes de sua utilização.

4.2.4 Composição (Especificar a composição química do produto e seus constituintes - partes, componentes do sistema, materiais do conjunto e/ou acessórios. Informar concentração e função de cada matéria-prima na formulação do produto).

No caso de informações sigilosas, que não possam ser disponibilizadas no Portal da Anvisa, este campo deverá ser preenchido de modo resumido, e a descrição detalhada da composição deverá ser informada em anexo.

Família de instrumentais que possui diversos tamanhos e diferentes formas, os quais definem o tipo e o código do produto.

A FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO MACOM são fabricados em aço inoxidável AISI 420, de acordo com a norma ABNT NBR ISO 7153-1.

A FAMÍLIA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO MACOM são fornecidos na condição montado, pronto para uso. Não possui componentes e acessórios associados a esta família de produtos.

4.2.5 Especificações técnicas dos modelos, partes, componentes do sistema, materiais do conjunto e/ou acessórios. Informar as especificações do produto, estabelecidas pelo fabricante, para os seguintes parâmetros, quando couber:

- Dimensionais;
- Organolépticas;
- Físico-químicas e/ou mecânicas;
- Microbiológicas;
- Demais especificações pertinentes ao produto.

- Dimensões do produto indicadas na Tabela Comparativa em Anexo.

- Dimensões da Embalagem (Largura x Comprimento):

- Embalagem Plástica tamanho 15 x 26 cm
- Embalagem Plástica tamanho 26 x 9 cm
- Embalagem Plástica tamanho 15 x 8 cm
- Embalagem Plástica tamanho 10 x 70 cm
- Embalagem Plástica tamanho 10 x 35 cm
- Embalagem Plástica tamanho 15 x 70 cm
- Embalagem Plástica tamanho 15 x 35 cm
- Embalagem Plástica tamanho 20 x 70 cm
- Embalagem Plástica tamanho 20 x 35 cm

Obs.: As dimensões da embalagem variam conforme dimensões do modelo produto.

4.2.6 Prazo de validade do produto conforme estudo de estabilidade.

4.2.6.1 Prazo de validade.

Indeterminado

4.2.6.2 Quando aplicável, prazo de validade após aberto.

NÃO APLICÁVEL

4.2.7 Produto Estéril

☐ Sim

Método de esterilização:

☒ Não

Quando aplicável, informar métodos e parâmetros de esterilização:

Este produto é fornecido não estéril. Antes da utilização deve ser esterilizado. Recomendamos a esterilização a vapor saturado sob pressão em Autoclave na Central de Material de Esterilização – CME dos serviços de saúde ou nas empresas processadoras de produtos para saúde, conforme Resolução RDC 15/2012.

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS: consultar manual de instruções do equipamento.

É recomendável que sejam aplicados os seguintes parâmetros de esterilização física em autoclaves (vapor saturado):

Ciclos:

- Convencional (1 atm de pressão) - Temperatura: 121°C (250°F) / Tempo de Exposição: 30 minutos
- Convencional (1 atm de pressão) - Temperatura: 132°C (270°F) / Tempo de Exposição: 15 minutos
- Gravidade-Temperatura: 132°C (270°F) / Tempo de Exposição: 45 minutos
- Alto Vácuo-Temperatura: 132°C (270°F) / Tempo de Exposição: 4 minutos

4.2.8 Reprocessamento

☐ Produto com reprocessamento proibido.

☒ Produto passível de reprocessamento.

Obs: Serão considerados produtos médicos com reprocessamento proibido os que constam no Anexo da Resolução RE nº. 2605/2006, ou legislação e regulamentos que vierem a substituí-la, e aqueles que apresentam evidência técnica documentada da impossibilidade do reprocessamento devido ao comprometimento na limpeza, desinfecção ou esterilização, bem como a perda de desempenho e/ou da sua funcionalidade e integridade.

4.2.9 Condições de Armazenamento – em embalagem íntegra e, quando aplicável, depois de aberto. (Informar os parâmetros de temperatura, umidade e luminosidade conforme estudo de estabilidade).

Os produtos devem ser armazenados em local limpo, seco e isento de contaminação particulada. Os produtos devem ser armazenados limpo, seco e embalado.

Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação dos produtos devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos, conforme as diretrizes da RDC 16/13.

4.2.10 Condições para o Transporte (Informar os parâmetros de temperatura, umidade e luminosidade conforme estudo de estabilidade).

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o produto. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação dos produtos devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos, conforme as diretrizes da RDC 16/13.

4.2.11 Condições de Manipulação (Informar métodos de limpeza e desinfecção, quando aplicável, e forma de descarte).

Manipular os produtos esterilizados de acordo com os procedimentos assépticos adequados. Deve-se manipular o instrumental cirúrgico cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas. Inspeccionar todo e qualquer produto antes de o utilizar, de modo a verificar visualmente se o mesmo não se encontra danificado.

4.2.12 Advertências

Existem instrumentais cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins exclusivos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento. Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso do conjunto de instrumentos ou das suas partes. Caso ocorram variações no

desempenho pretendido, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, o componente deve ser imediatamente substituído.

4.2.13 Precauções

Pré-Operatória: A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do produto a ser usado e as suas especificações. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada produto que atente pelas condições de uso e limpeza. A esterilização é obrigatória e deve ter sua eficiência comprovada. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

Intra-operatória: Os instrumentais servem exclusivamente para auxílio médico, e nunca serão parte integrante de implantes quanto à permanência no corpo após o procedimento. Devem ser selecionados e compatibilizados unicamente para o dispositivo a ser utilizado, visando a adequação ao procedimento. Instrumentais de fabricantes diferentes podem ser utilizados em associação somente quando a compatibilidade e adequabilidade entre eles for previamente avaliada.

4.2.14 Contraindicações

☒ Não se aplica

4.2.15 Efeitos Adversos

☒ Não se aplica


Não foram constatados efeitos adversos diretamente relacionados a esta família de produtos. Este produto não produz nenhum efeito adverso indesejável se todas as recomendações, advertências/precauções descritas neste documento forem adotadas.


4.2.16 Normas técnicas e Regulamentações específicas utilizadas no desenvolvimento e fabricação do produto.

1. ASTM F565 - Standard practice for care and handling of orthopedic implants and instruments
2. ASTM F1089 - Standard test method for corrosion of surgical instruments
3. ASTM F1744 - Standard guide for care and handling of stainless steel surgical instruments
4. ASTM F2062 - Standard specification for square drive interconnections on surgical instruments
5. ASTM F899 - 09 Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments
6. EN 285 - Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers
7. NBR ISO 7153-1:2006 Versão Corrigida: 2008 - Instrumental cirúrgico - Materiais metálicos Parte 1: Aço inoxidável
8. NBR ISO 8319-1 - Instrumentos ortopédicos-conexões de ferramenta-parte1: chaves para uso com parafusos com encaixe hexagonal na cabeça
9. NBR ISO 8319-2 - Instrumentos ortopédicos-conexões de ferramenta-parte2: chaves de parafuso para parafusos com cabeça com fenda simples, parafusos com fenda cruzada e parafusos com cabeça com chanfro cruzado
10. NBR ISO 9714-1: 1997 - Instrumentos de perfuração ortopédicos - parte 1: brocas, machos e escareadores
11. NBR ISO 11134:2001 - Esterilização de produtos hospitalares - Requisitos para validação e controle de rotina - Esterilização por calor úmido
12. NBR ISO 13402:1997 - Instrumentais cirúrgico e odontológico - Determinação da resistência à esterilização em autoclave, à corrosão e à exposição térmica
13. NBR 13851 - Instrumentais cirúrgico e odontológico-resistência à esterilização em autoclave, à corrosão e à exposição térmica-requisitos gerais
14. NBR 13852:1997 - Instrumentais cirúrgico e odontológico - Requisitos gerais para marcação, embalagem e rotulagem
15. NBR 13911:1997 Versão Corrigida: 2008 - Instrumental cirúrgico - Material metálico - Especificações para tarugos, barras e fios de aço inoxidável
16. NBR 13913 - Instrumental cirúrgico articulado não cortante-requisitos gerais
17. NBR 13915 - Instrumental cirúrgico-afastadores de aço inoxidável-requisitos gerais
18. NBR 13916 - Instrumentais cirúrgicos e odontológico de aço inoxidável - acabamento e tratamento superficial


19. NBR 14174:1998 - Instrumentais cirúrgicos e odontológico de aço inoxidável - Orientações sobre cuidados, manuseio e estocagem
 20. NBR 14175:1998 - Instrumentais cirúrgicos e odontológico de aço inoxidável - Requisitos gerais
 21. NBR 14332:1999 - Instrumentais cirúrgico e odontológico de aço inoxidável - Orientações sobre manuseio, limpeza e esterilização

4.2.17 Imagens Gráficas do Produto

MA-53042	AFASTADOR ADSON 19CM RETO ROMBO	
MA-53039	AFASTADOR BAUKART 3 DENTES LARGO 30 CM PONTA 29MM	
MA-52030	AFASTADOR BENNET 235X65MM	
MA-51006	AFASTADOR BENT HOHMANN 14CM 90° PONTA MÉDIA 21MM	
MA-52002	AFASTADOR BENT HOHMANN 25CM 90° PONTA 3 X 10 X 41MM	
MA-52001	AFASTADOR BENT HOHMANN 25CM 90° PONTA 4 X 11 X 41MM	
MA-51015	AFASTADOR BLOUNT 18CM P/ JOELHO	
MA-50001	AFASTADOR BLOUNT 24CM 02 PONTAS LÂMINA 40 X 73MM	
MA-50012	AFASTADOR BLOUNT 26CM 02 PONTAS LÂMINA 40 X 68MM	
MA-50013	AFASTADOR BLOUNT 27CM SIMPLES LÂMINA 28 X 100MM	
MA-53041	AFASTADOR BOOMERANG	
MA-50031	AFASTADR DE GLENÓIDE	
MA-50006	AFASTADOR FARABEU 15MM X 15CM (UN.)	
MA-52044	AFASTADOR FARABEU 16MM X 16CM (UN.)	
MA-53031	AFASTADOR FARABEU 20MM X 16,5CM (UN.)	
MA-50003	AFASTADOR FUKUDA LÂMINA 31 X 240MM	
MA-50002	AFASTADOR FUKUDA LÂMINA 40 X 210MM	
MA-51016	AFASTADOR HIBBS 19,5CM PONTA 13 X 20MM	
MA-52012	AFASTADOR HOHMANN 23CM PONTA 24MM	
MA-53004	AFASTADOR HOHMANN 24CM CURVADO PONTA GROSSA 26MM	
MA-50010	AFASTADOR HOHMANN 24CM PONTA 24MM	
MA-51005	AFASTADOR HOHMANN 24CM PONTA FINA 21MM	
MA-51004	AFASTADOR HOHMANN 24CM PONTA GROSSA 21MM	
MA-53005	AFASTADOR HOHMANN 24CM PONTA GROSSA 26MM	
MA-52015	AFASTADOR HOHMANN 25CM PONTA 19MM	
MA-53002	AFASTADOR HOHMANN 25CM PONTA 25MM	
MA-53003	AFASTADOR HOHMANN 25CM PONTA 28MM	
MA-50011	AFASTADOR HOHMANN 29CM (GARFO) PONTA 20MM	
MA-52024	AFASTADOR HOHMANN 29CM PONTA GROSSA 19MM	
MA-52023	AFASTADOR HOHMANN 30CM PONTA 20MM	
MA-53001	AFASTADOR HOHMANN 30CM PONTA 23MM	

MA-52017	AFASTADOR HOHMANN 31CM PONTA 16MM	
MA-52018	AFASTADOR HOHMANN 31CM PONTA 22MM	
MA-53006	AFASTADOR HOHMANN 32CM PONTA 20MM	
MA-52014	AFASTADOR HOHMANN 35CM (GARFO) PONTA 22MM	
MA-52013	AFASTADOR HOHMANN 35CM (GARFO) PONTA 40MM	
MA-53008	AFASTADOR HOHMANN 36CM CURVADO PONTA 22MM	
MA-53007	AFASTADOR HOHMANN 36CM CURVADO PONTA 35MM	
MA-53009	AFASTADOR HOHMANN 36CM PONTA 22MM	
MA-52021		
MA-52020	AFASTADOR HOHMANN 37CM PONTA 27MM	
MA-52004	AFASTADOR HOHMANN 40CM PONTA 27MM (90°)	
MA-52003	AFASTADOR HOHMANN 45CM PONTA 45MM	
MA-51027		
MA-50029		
MA-51025		
MA-52009	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 25CM PONTA 13MM	
MA-52006	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 26CM PONTA 28MM	
MA-52007	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 26CM PONTA 30MM	
MA-52008	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 27CM PONTA 37MM	
MA-52010	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 29CM PONTA 13MM	
MA-52011	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 29CM PONTA 29MM	
MA-52005	AFASTADOR HOHMANN ALDINGER 32CM PONTA 34MM	
MA-51003	AFASTADOR LÂMINA SPREADER 26CM LÂM. 12 X 26MM SERRILHADA LIMA	
MA-51002	AFASTADOR LÂMINA SPREADER 27CM LÂM. 12 X 19MM SERRILHADA	
MA-51001	AFASTADOR LÂMINA SPREADER 29CM LÂM. 12 X 19MM SERRILHADA	
MA-52042	AFASTADOR LANGENBECK 23CM 110X12MM	
MA-52046	AFASTADOR NORTE E SUL P/ QUADRIL	
MA-53037	AFASTADOR NORTE E SUL P/ QUADRIL 25X25X25CM	
MA-51026	AFASTADOR P/ SUPORTE IMPLANTE FEMURAL 26CM (GARFO) PONTA 22 x 29MM	
MA-50009	AFASTADOR RICHARDSON 24CM LÂMINA 33 X 20MM	
MA-50008	AFASTADOR RICHARDSON 24CM LÂMINA 43 X 29MM	
MA-50007	AFASTADOR RICHARDSON 24CM LÂMINA 51 X 39MM	
MA-51019	AFASTADOR SENN MILLER 21CM	
MA-53040	AFASTADOR SCHUMAKER SIMPLES 29CM PONTA 17MM	
MA-53010	AFASTADOR TIPO ALAVANCA 32CM PONTA 24 X 150MM	
MA-50032	AFASTADOR TRILLAT	
MA-52022	AFASTADOR VERBRUGGE-MULLER 28CM PONTA 24MM	
MA-52016	AFASTADOR VERBRUGGE-MULLER 33CM PONTA 41MM	
MA-52019	AFASTADOR VERBRUGGE-MULLER 35CM PONTA 35MM	
MA-50005	AFASTADOR VOLKMANN 23CM C/ 04 DENTES AGUDOS	
MA-52029	AFASTADOR VOLKMANN 23CM C/ 04 DENTES ROMBOS	
MA-53048	AFASTADOR VOLKMANN 22CM C/ 4 DENTES ROMBO	
MA-53028	BROCA CANULADA 7 X 235MM	
MA-52043	CABO DE BISTURI LONGO Nº04 CABO CHATO	
MA-53030	CHAVE EM T 20CM C/ 2 GUIAS E CORRENTE	
MA-53043	CHAVE EM T 17CM C/ 2 GUIAS E CORRENTE	

MA-50019	CURETA SIMON 25CM PONTA RETA FIG. 1	
MA-50020	CURETA SIMON 25CM PONTA RETA FIG. 2	
MA-50021	CURETA SIMON 25CM PONTA RETA FIG. 3	
MA-53020	CURETA SIMON 27CM PONTA RETA FIG. 1	
MA-51021	CURETA SIMON 32CM PONTA RETA FIG. 00	
MA-51022	CURETA SIMON 32CM PONTA ANGULADA FIG. 00	
MA-51023	CURETA SIMON 32CM PONTA RETA FIG. 1	
MA-51020	CURETA SIMON 32CM PONTA RETA FIG. 2	
MA-53019	CURETA SIMON 38CM PONTA RETA FIG. 00	
MA-53017	CURETA SIMON 38CM PONTA RETA FIG. 1	
MA-53016	CURETA SIMON 38CM PONTA RETA FIG. 3	
MA-53018	CURETA SIMON 40CM PONTA RETA FIG. 1	
MA-52038	CURETA SIMON 40CM PONTA RETA FIG. 4	
MA-53015	CURETA SIMON 40CM PONTA RETA FIG. 5	
MA-53025	DESCOLADOR 20CM PONTA 7/10MM	
MA-51018	DESCOLADOR FREER YASARGIL 22CM PONTA 16 X 7MM	
MA-52041	DESCOLADOR SELDIN 35CM	
MA-52045	ELEVADOR 41CM PONTA 12MM	
MA-52032	ELEVADOR COBB 32CM LAM. 21MM	
MA-52031	ELEVADOR COBB 32CM LAM. 26MM	
MA-52036	EXTRATOR DE CABEÇA DE FÊMUR 250MM	
MA-53032	GANCHO 24CM PONTA 65MM	
MA-52040	GANCHO BARROS 30CM	
MA-53033	GANCHO C/ APOIO 30CM PONTA 34MM	
MA-53014	GANCHO EM T 30CM 20MM	
MA-53047	GANCHO C/ CABO 26CM PONTA 32MM	
MA-52039	GANCHO VOLKMAN AGUDO 24CM PONTA 60MM	
MA-50004	GANCHO VOLKMAN AGUDO 26CM PONTA 16 X 23MM	
MA-51012	GOIVA SMITH-PETERSEN CANALETA RETO 20CM X 11MM	
MA-53045	GOIVA CANALETA COBB 20CM RETA 10MM	
MA-53046	COBB CANALETA 22CM RETO 12MM	
MA-51017	IMPACTOR ÓSSEO 20CM PONTA 8MM	
MA-53021	IMPACTOR ÓSSEO 38CM PONTA 8MM	
MA-53023	IMPACTOR ÓSSEO BAIONETA 27CM PONTA 10MM	
MA-53024	IMPACTOR ÓSSEO BAIONETA 27CM PONTA 12,5MM	
MA-53022	IMPACTOR ÓSSEO BAIONETA 27CM PONTA 8MM	
MA-53029	IMPACTOR PONTA AGUDA 19CM 12,5MM	
MA-51000	INSTRUMENTAL PARA JOELHO CX	
MA-50000	INSTRUMENTAL PARA OMBRO CX	
MA-53000	INSTRUMENTAL PARA QUADRIL 2 CX	
MA-52000	INSTRUMENTAL PARA QUADRIL CX	

MA-50018	MARTELO COTTLE 21CM DIÂM. 29MM	
MA-51007	MARTELO TEFLON 23CM DIÂM. 50MM	
MA-51028	MARTELO UNIVERSAL 500G	
MA-52033	MARTELO OMBREDANNE 24CM DIÂM. 45MM	
MA-51009	OSTEÓTOMO HIBBS 20CM CURVO PONTA 13MM	
MA-51010	OSTEÓTOMO HIBBS 20CM RETO PONTA 23MM	
MA-51008	OSTEÓTOMO HIBBS 20CM RETO PONTA 26MM	
MA-51011	OSTEÓTOMO HIBBS 20CM RETO PONTA 9MM	
MA-52027	OSTEÓTOMO LAMBOTTE CURVO 30CM 18MM	
MA-53013	OSTEÓTOMO LAMBOTTE CURVO 30CM 19MM	
MA-53012	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 23CM 12MM	
MA-50014	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 23CM 15MM	
MA-50015	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 23CM 20MM	
MA-50016	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 23CM 25MM	
MA-53011	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 23CM 6,5MM	
MA-52026	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 24CM 18MM	
MA-52025	OSTEÓTOMO LAMBOTTE RETO 30CM 15MM	
MA-51013	OSTEÓTOMO SHEEHAN 22,5CM RETO PONTA 15MM	
MA-52047	PAQUÍMETRO 100MM	
MA-53026	PASSADOR DE FIO 23CM	
MA-53049	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 25CM	
MA-53035	PINÇA BACKHAUS 20CM S/ CREMALHEIRA	
MA-50030	PINÇA CASPARI	
MA-53034	PINÇA GOIVA LEKSELL-STILLE BIARTICULADA 23CM 8MM	
MA-50022	PINÇA GOIVA LUER-FRIEDMANN 14,5CM CURVA 5MM	
MA-51014	PINÇA GOIVA RUSKIN BIARTICULADA 18CM RETA 7MM	
MA-50023	PINÇA GOIVA RUSKIN BIARTICULADA 19CM CURVA 7MM	
MA-52037	PINÇA GOIVA STILLE BIARTICULADA 23CM 8MM	
MA-51030	PINÇA KOCHER 24CM RETA	
MA-51031	PINÇA KOCHER 22CM CURVA	
MA-51032	PINÇA KOCHER 16CM CURVA	
MA-51029	RASPA 20CM PONTA 20MM	
MA-53044	RUGINA LAMBOTTE CURVA 20CM 20MM	
MA-53036	PINÇA KOCHER 30CM RETA	

MA-50017	RUGINA LAMBOTTE CURVA 21CM 20MM	
MA-52028	RUGINA LAMBOTTE CURVA 21CM 25MM	
MA-50026	TREFINA EM T MILIMETRADA 170MM PONTA 10MM	
MA-50027	TREFINA EM T MILIMETRADA 170MM PONTA 12MM	
MA-50024	TREFINA EM T MILIMETRADA 170MM PONTA 6MM	
MA-50025	TREFINA EM T MILIMETRADA 170MM PONTA 8MM	
MA-52034	TREFINA EM T MILIMETRADA 190MM PONTA 14MM	
MA-53027	TREFINA EM T MILIMETRADA 240MM PONTA 17MM	
MA-52035	TREFINA EM T MILIMETRADA 250MM PONTA 15MM	

Novos modelos:

MA-1208MED	AFASTADOR ADSON 14CM CURVO ANG. 60° (MEDTRONIC)	
MA-1207MED	AFASTADOR ANDERSON ADSON 19CM CURVO ANG. 60° (MEDTRONIC)	
MA-1239MED	AFASTADOR CASPAR BAIONETA 24CM PONTA 5MM ANG. 30° (MEDTRONIC)	
MA-1803MED	AFASTADOR LANGENBECK 21CM 60X15MM (MEDTRONIC)	
MA-1415MED	GANCHO MALLIS 24CM RETO C/ BOLA (MEDTRONIC)	
MA-52049	AFASTADOR HOHMANN 40CM PONTA 27MM (100°)	
MA-53039	AFASTADOR BANKART 3 DENTES LARGO 30 CM PONTA 29MM	

5. Certificado INMETRO

5.1 Possui certificação INMETRO? ☐ Sim ☒ Não
5.2 Nº do certificado: NÃO APLICÁVEL
5.2 Identificação do Organismo de Certificação do Produto (OCP): NÃO APLICÁVEL

6. Responsabilidade Legal e Técnica

Nome do Responsável Legal:

REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Cargo:

DIRETOR GERAL

Nome do Responsável Técnico:

ALEXANDRE EMILIANO MUNIZ

Autarquia Profissional:

CREA

UF:

SP

Número de Inscrição:

5062354150