

CERTIFICADO DE GARANTIA E QUALIDADE – FENTEX SURGICAL

EMISSOR: AGEIS CME SERVICOS DE GERENCIMENTO EM ESTERILIZACAO DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 19.330.683/0001-73

FABRICANTE: Fentex Surgical Instruments (USA)

1. DO OBJETO E ESCOPO DA GARANTIA

A AGEIS CME, na qualidade de distribuidora e representante legal da fabricante Fentex Surgical, assegura que os instrumentais cirúrgicos objeto desta declaração são produzidos sob os mais rigorosos padrões internacionais de metalurgia, utilizando aço inoxidável de grau cirúrgico (séries AISI 300 e 400), em conformidade com as normas ASTM F899 e ISO 7153-1.

A presente garantia cobre, de forma integral, pelo período de 10 (dez) anos a contar da data de emissão da nota fiscal de venda:

- Defeitos de Fabricação: Falhas estruturais, erros de usinagem, problemas de ajuste em articulações e vícios redibitórios de origem.
- Corrosão: Oxidação e corrosão por *pitting* (perfuração), desde que decorrentes de impurezas na liga metálica ou falha no processo de passivação do aço.

2. DAS CONDIÇÕES DE VALIDADE (COMPLIANCE TÉCNICO)

Para a manutenção da vigência desta garantia, a LOCATÁRIA/COMPRADORA deverá comprovar o cumprimento estrito das seguintes diretrizes:

1. Instruções de Uso (IFU): Observância integral ao manual de instruções do fabricante quanto ao manuseio, limpeza e esterilização.
2. Processamento (CME): Os materiais devem ser processados em Central de Material e Esterilização (CME) que siga rigorosamente a RDC 15/2012 da ANVISA e normas correlatas.
3. Qualidade da Água: Uso de água desmineralizada ou por osmose reversa para o enxágue final, evitando a deposição de minerais e íons cloreto que desencadeiam processos corrosivos.
4. Agentes Químicos: Utilização exclusiva de detergentes enzimáticos e soluções com pH neutro, devidamente validados para instrumentais de aço inoxidável.

3. DAS EXCLUSÕES DE COBERTURA

A garantia será sumariamente cessada caso seja constatado, mediante laudo técnico:

- Danos por queda, uso de força excessiva ou utilização do instrumental para fins diversos da sua indicação cirúrgica original.
- Corrosão decorrente de resíduos biológicos (sangue, secreções) não removidos imediatamente após o uso, causando ataque ácido à camada passiva do aço.
- Reparos, afiações ou modificações realizadas por oficinas ou prestadores de serviço não autorizados pela AGEIS CME.
- Uso de soluções de limpeza abrasivas, escovas de aço ou substâncias halogenadas (cloro, iodo, flúor).

4. PROCEDIMENTO DE ACIONAMENTO (RMA)

Em caso de suspeita de defeito ou corrosão, o cliente deverá abrir um processo de RMA (Return Merchandise Authorization) junto ao departamento técnico da AGEIS CME, enviando o material devidamente limpo e esterilizado, acompanhado de:

1. Cópia da Nota Fiscal de aquisição.
2. Relatório de intercorrência detalhando o problema.
3. Registros de validação do ciclo de esterilização e qualidade da água (se solicitado).

5. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da AGEIS CME limita-se ao reparo ou substituição do item defeituoso, não cabendo indenizações por lucros cessantes, interrupção de agenda cirúrgica ou danos indiretos decorrentes da indisponibilidade do material.